

## Eloflex P

Eloflex P sammenleggbar med seteløft

Eloflex P sammenleggbar elektrisk rullestol med seteløft er modellen for de som sliter med å komme seg inn og ut av stol. Med elektrisk seteløft blir både inn og utstigning enklere. Eloflex P har også en høyere setehøyde enn de andre Eloflex-modellene. Eloflex P elektrisk rullestol med seteløft passer dermed perfekt for lengre brukere.

Eloflex P sammenleggbar elektrisk rullestol har en stabil og kraftig rammekonstruksjon. Eloflex P sammenleggbar med seteløft tillater en maks brukervekt på opptill 160 kg. Det er også mulig å velge å ha et tredje batteri i denne stolen noe som gir mulighet til lengre rekkevidde.

TA KONTAKT MED OSS HVIS DU ØNSKER Å PRØVE DENNE ELLER ØNSKER MER INFO!



Med elektrisk seteløft blir både inn og utstigning enklere.





PRODUKT	ELOFLEX P
Art.nr	7350006080531
Hms.nr	255505
Vekt	28 kg
Max Brukervekt	160 kg
Hastighet	6,5kmh
Rekkevidde	30 km
Motor	2 x 250W
Batteri	2x Lithium ION 10ah/24V/240Wh
Batterivekt	1,6 kg
Ladetid	3 timer
Svingradius	85 cm
Sittehøyde m/pute	54 cm
Sittehøyde u/pute	49 cm
Sittebredde	45 cm

## Tilbehør

PRODUKT	ART.NR	HMS.NR
Trekk til transport, Eloflex	7350006080050	244189
Tansporttrekk fire hjul	7350006081255	
Ledsagerstyring W, Intuitiv	7350006080203	251685
Ledsagerstyring enkel	7350006080036	
Nakkestøtte, Eloflex	7350006080241	244821
Krykkeholder med kopp stk, Eloflex	EF-00115	243945
Regntrekk, Eloflex	EF-00139	
Armlenveske	EF-00148	247597
Pute AirPad (komfort)	7350006080791	
Pute 10 cm	7350006080913	
Seteveske	EF-00149	
Adapter til lading av batteri	7350006080197	
Armlenpolster par	EF-00142	
Lasterampe	7350006081507	
Adapter til forlengelse av fotbrett	7350006081019	

