



Eloflex H

En sammenleggbar **elektrisk rullestol**

Eloflex H er en kraftig elektrisk rullestol som klarer brukere opp til 200 kg. I tillegg er den sammenleggbar slik at den kan fraktes med i en vanlig bil.

Stolen har et robust design og den har svært god fremkommelighet utendørs. Den har dobbel fjæring, ekstra stor fotplate, luftfylte hjul, justerbare armlen, komfort pute og plass til tre batterier.

TA KONTAKT MED OSS HVIS DU ØNSKER Å PRØVE DENNE ELLER ØNSKER MER INFO!



Vår kraftigste
sammenleggbare
rullestol



PRODUKT	ELOFLEX H
Art.nr	7350006080852
Hms.nr	269919
Vekt	42 kg
Max Brukervekt	200 kg
Hastighet	8 km/t
Rekkevidde	40 km
Motor	2 x 400W
Batteri	2x 20 Ah Li-Ion
Batterivekt	3,2 kg
Ladetid	5 timer
Svingradius	99 cm
Framhjul	9" luft
Bakhjul	13" luft
Sittehøyde	54 cm
Sittebredde	51 cm
Sittedybde	51 cm
Mål	103 cm(H) x 66 cm(B) x 115 cm(D)
Mål sammelagt	83 cm(H) x 66 cm(B) x 45 cm(D)



PRODUKT	ART.NR	HMS.NR
Adapter til lading av batteri	7350006080197	
Armlenpolster par	EF-00142	
Armlensveske Eloflex	EF-00148	
Krykkeholder m/kopp, stk, Eloflex	EF-00115	243945
Ledsagerstyring W intuitiv, Eloflex	7350006080203	251685
Ledsagerstyrings beslag Eloflex L+, L, X	7350006080036	
Nakkestøtte kpl med feste, Eloflex	7350006080241	244821
Pute 10 cm, Eloflex	7350006080913	253570
Pute Airpad(Komfort), Eloflex	7350006080791	
Regntrekk, Eloflex	EF-00139	
Seteveske Eloflex	EF-00149	
Transportveske fire hjul Eloflex	7350006081255	
Trekk til transport, Eloflex	7350006080050	244189
Lasterampe	7350006081507	



HE HJELPEMIDDEL
EKSPERTEN AS

Kontakt informasjon:
Mobile: +47 906 86 881
Postboks 92, 7501 Stjørdal - Norway
E-mail: post@h-e.no
www.h-e.no