



Eloflex L+

En sammenleggbar **elektrisk rullestol**

Eloflex L+ sammenleggbar elektrisk rullestol er en helt ny generasjon elektriske rullestoler med unike egenskaper. Rullestolens lave vekt gjør den enkel å ta med på reise. Sammenleggbarheten til Eloflex L+ gjør den genial å ha med seg på reise enten i bil, på fly eller ved bruk av andre transportmidler.

Eloflex L+ sammenleggbar elektrisk rullestol tar svært liten plass når den er sammenslått. Den sammenleggbare rullestolen er utstyrt med litiumbatteri og 2 sterke motorer. Dette gjør at Eloflex L+ har en kjørelengde på opptil 30 km pr lading.


Den smarte og kompakte utformingen gjør Eloflex L+ til et like smidig alternativ som en manuell rullestol, som du enkelt navigerer rundt i butikker og på trange plasser. Eloflex finnes i ulike størrelser og modeller. Ta kontakt med oss for å finne ut hvilken modell som vil passe deg best.

TA KONTAKT MED OSS HVIS DU ØNSKER Å PRØVE DENNE ELLER ØNSKER MER INFO!



Rullestolens lave vekt gjør den enkel å ta med på reise.

PRODUKT	ELOFLEX L+
Art.nr	A06L
Hms.nr	230539
Vekt	28 kg
Max Brukervekt	120 kg
Hastighet	6,5kmh
Rekkevidde	30 km
Motor	2 x 250W
Batteri	2x Lithium ION 10ah/24V/240 Wh
Batterivekt	1,6 kg
Ladetid	3 timer
Hinderhøyde	6 cm
Max helling	9 grader
Svingradius	78 cm
Framhjul	8" kompakte
Bakhjul	12" luft
Sittehøyde m/pute	52 cm
Sittehøyde u/pute	46 cm
Sittebredde	46 cm
Sittedybde	43-46 cm



PRODUKT	ART.NR	HMS.NR
Adapter til forlengelse av fotbrett L+	7350006081019	
Adapter til lading av batteri	7350006080197	
Armlenpolster par	EF-00142	
Armlensveske Eloflex	EF-00148	
Breddejusteringskit 10 cm Eloflex	7350006080968	
Breddejusteringskit 5 cm Eloflex	7350006080784	
Krykkeholder m/kopp, stk, Eloflex	EF-00115	243945
Ledsagerstyring W intuitiv, Eloflex	7350006080203	251685
Ledsagerstyrings beslag Eloflex L+, L, X	7350006080036	
Nakkestøtte kpl med feste, Eloflex	7350006080241	244821
Pute 10 cm, Eloflex	7350006080913	253570
Pute Airpad(Komfort), Eloflex	7350006080791	
Regntrekk, Eloflex	EF-00139	
Seteveske Eloflex	EF-00149	
Transportveske fire hjul Eloflex L, L+,PM+	7350006081255	
Justerbare fotstøtter Høyre Venstre	7350006082016 7350006082023	
Trekk til transport, Eloflex	7350006080050	244189
Lasterampe	7350006081507	
Låsbar joystick	7350006081965	
Forlengelse av joystick 2-5 cm 7-10 cm	7350006081972 7350006081989	

HE HJELPEMIDDEL
EKSPERTEN AS

Kontakt informasjon:
 Mobile: +47 906 86 881
 Postboks 92, 7501 Stjørdal - Norway
 E-mail: post@h-e.no
 www.h-e.no