



En revolusjonerende og unik elektrisk scooter

➤ **STABIL**

➤ **SAMMENLEGGBAR**

➤ **TILLATT PÅ FLY, BUSS OG TOG**

ELOFLEX S1

Alle har rett til et aktivt liv, og det er viktig å ikke føle seg begrenset i hverdagen eller på reise. Med Eloflex hybrid scooter kan du komme deg rundt både ute og inne og transportere scooteren i bilen eller ta den med på flyet. Det gir deg muligheten til å dra på lange turer, handle, møte venner og familie samt reise.

Eloflex hybrid scooter er designet for å enkelt transporteres i din egen bil og tas med på flyet uten å gå på kompromiss med de gode kjøreegenskapene, komforten og kvaliteten.

Med Eloflex scooter får du: en lettere scooter som er enkel å ta med deg, men som også kan kjøres utendørs i vanskeligere terreng. Eloflex S1 er designet for å takle alle årstider, inkludert vintermånedene i det harde nordiske klimaet.

PRODUKT	ELOFLEX L+
Art.nr	7350006082009
Vekt	41 kg
Max Brukervekt	120 kg
Hastighet	9 km/t
Rekkevidde	30 km
Motor	2 x 250W
Batteri	2x Lithium ION 10ah/24V/240 Wh
Batterivekt	1,6 kg stk
Ladetid	3 timer
Svingradius	100 cm
Helling	9 grader
Hjul	12" luft x3
Sittehøyde m/pute	55-60 cm
Sittebredde	45/50/55 cm
Sittedybde	40 cm
Mål sammelagt	105cm(L)x63cm(B)x55cm(H)




KONTAKT INFORMASJON

Tlf: +47 906 86 881
 Vassbygdvegen 104
 7501 Stjørdal Norway
 E-mail: post@h-e.no
 www.h-e.no

PRODUKT	ART.NR	HMS.NR
Breddejusteringskit 10 cm Eloflex	7350006080968	
Breddejusteringskit 5 cm Eloflex	7350006080784	
Krykkeholder m/kopp, stk, Eloflex	EF-00115	243945
Pute Airpad(Komfort), Eloflex	7350006080791	