



**Rullestolens lave vekt
gjør den enkel å ta med
på reise**



ELOFLEX D2

Med en lastvekt på 15,6 og 17,1 kg blir denne nye modellen enda enklere å laste inn i bilen og ta med seg overalt.

Eloflex D2 er utviklet for å gjøre livet enda enklere med en sammenleggbare elektrisk rullestol. Det som er unikt med denne modellen er at den kan demonteres i to deler når du må løfte den elektriske rullestolen. For eksempel når du laster den inn i bilen, bærer den opp trapper eller skal lagre den i et skap eller en annen liten plass. I likhet med våre andre modeller er den både kompakt og stabil for god komfort og sikker bruk. Maksimal brukervekt på D2 er så mye som 160 kg.

Vi har ytterligere økt sittekomforten ved hjelp av en ryggstøtte som kan både vinkles og justeres i høyden. D2 har de luftfylte bakhjulene som har blitt verdsatt på flere av våre tidligere modeller takket være støtdemping og grep. Den har også fjæring fremme som gjør at også forhjulene kan dempe støt på ujevne overflater. Den smarte joystick-braketten kan brettes ned slik at du kommer nærmere kanten av bordet.

| PRODUKT | ELOFLEX D2 |
|------------------------|------------------------------------|
| Art.nr | 7350006080616 |
| HMSnr | 288844 |
| Totalvekt | 32,7 kg |
| Vekt overdel | 15,6 kg |
| Vekt underdel | 17,1 kg |
| Max Brukervekt | 160 kg |
| Hastighet | 6,5 km/t |
| Rekkevidde | 30 km pr lading |
| Kjøretid | 5 timer pr lading |
| Motor | 2 børsteløse høyeffektmotor x 250W |
| Batteri | 2x Lithium ION 10ah/24V/240 Wh |
| Batterivekt | 1,6 kg |
| Ladetid | 3 timer |
| Hinderhøyde | 6 cm |
| Max helling | 9 grader |
| Svingradius | 89 cm |
| Framhjul | 8" kompakte |
| Bakhjul | 12" Luft |
| Sittehøyde | 50 cm |
| Setebredde | 45/50/55 cm |
| Sittedybde | 44-47 cm |
| Dimensjoner | 96 cm (H) x 62 cm (B) x 107 cm (D) |
| Dimensjoner sammenlagt | 76 cm (H) x 62 cm (B) x 50 cm (D) |
| Dimensjoner overdel | 67 cm (H) x 62 cm (B) x 50 cm (D) |
| Dimensjoner underdel | 52 cm (H) x 62 cm (B) x 35 cm (D) |




KONTAKT INFORMASJON

Tlf: +47 906 86 881
 Vassbygdvegen 104
 7501 Stjørdal Norway
 E-mail: post@h-e.no
 www.h-e.no


**HJELPEMIDDEL
 EKSPERTEN AS**

| PRODUKT | ART.NR | HMS.NR |
|------------------------------------|---------------|--------|
| Adapter til lading av batteri | 7350006080197 | |
| Armlenpolster par | EF-00142 | |
| Armlensveske Eloflex | EF-00148 | |
| Breddejusteringskit 10 cm Eloflex | 7350006080968 | |
| Breddejusteringskit 5 cm Eloflex | 7350006080784 | |
| Krykkeholder m/kopp, stk, Eloflex | EF-00115 | 243945 |
| Ledsagerstyring Eloflex A | 7350006083204 | 291228 |
| Armlensveske SD Eloflex | 7350006081477 | |
| Nakkestøtte kpl med feste, Eloflex | 7350006080241 | 244821 |
| Pute 10 cm, Eloflex | 7350006080913 | 253570 |
| Pute Airpad(Komfort), Eloflex | 7350006080791 | |
| Regntrekk, Eloflex | EF-00139 | |
| Seteveske Eloflex | EF-00149 | |
| Transportveske fire hjul Eloflex | 7350006081255 | |
| Trekk til transport, Eloflex | 7350006080050 | 244189 |
| Lasterampe | 7350006081507 | |