

OPP OG FRAM



ELOFLEX H

Eloflex H er en kraftig elektrisk rullestol som klarer brukere opp til 200 kg. I tillegg er den sammenleggbar slik at den kan fraktes med i en vanlig bil.

Stolen har et robust design og den har svært god fremkommelighet utendørs. Den har dobbel fjæring, ekstra stor fotplate, luftfylte hjul, justerbare armlen, komfort pute og plass til tre batterier.

**VÅR KRAFTIGSTE
RULLESTOL NOENSINNE**



KRAFTIG



SAMMENLEGGBAR



TILLATT PÅ FLY, BUSS OG TOG



**HJELPEMIDDEL
EKSPERTEN AS**

| PRODUKT | ELOFLEX H |
|----------------|----------------------------------|
| Artikkelnr | 7350006080852 |
| HMSnr | 269919 |
| Vekt | 42 |
| Hastighet | 8 km/t |
| Rekkevidde | 40km |
| Motor | 2x400W |
| Batteri | 2X20 Ah Li-Ion |
| Batterivekt | 3,2 pr stk |
| Ladetid | 5 timer |
| Svingradius | 99 cm |
| Framhjul | 9" Luft |
| Bakhjul | 13" Luft |
| Sittehøyde | 54 Cm |
| Sittebredde | 51 Cm |
| Sittedybde | 51 Cm |
| Max Brukervekt | 200Kg |
| Mål | 103cm (H) X 66cm (B) X 115cm (D) |
| Mål sammelagt | 83cm (H) X 66cm (B) X 45cm (D) |




KONTAKT INFORMASJON

Tlf: +47 906 86 881
 Vassbygdvegen 104
 7501 Stjørdal Norway
 E-mail: post@h-e.no
 www.h-e.no



**HJELPEMIDDEL
 EKSPERTEN AS**

| PRODUKT | ART.NR | HMS.NR |
|------------------------------------|---------------|--------|
| Adapter til lading av batteri | 7350006080197 | |
| Armlenpolster par | EF-00142 | |
| Armlensveske Eloflex | EF-00148 | |
| Breddejusteringskit 10 cm Eloflex | 7350006080968 | |
| Breddejusteringskit 5 cm Eloflex | 7350006080784 | |
| Krykkeholder m/kopp, stk, Eloflex | EF-00115 | 243945 |
| Ledsagerstyring Eloflex A | 7350006083204 | 291228 |
| Armlensveske SD Eloflex | 7350006081477 | |
| Nakkestøtte kpl med feste, Eloflex | 7350006080241 | 244821 |
| Pute 10 cm, Eloflex | 7350006080913 | 253570 |
| Pute Airpad(Komfort), Eloflex | 7350006080791 | |
| Regntrekk, Eloflex | EF-00139 | |
| Seteveske Eloflex | EF-00149 | |
| Transportveske fire hjul Eloflex | 7350006081255 | |
| Trekk til transport, Eloflex | 7350006080050 | 244189 |
| Lasterampe | 7350006081507 | |