



ELOFLEX P

Rullestolen har elektrisk oppresningsfunksjon



KRAFTIG



SAMMENLEGGBAR



TILLATT PÅ FLY, BUSS OG TOG

Eloflex P er modellen for de som sliter med å komme seg inn og ut av stol. Med elektrisk løftehjelp blir både inn og utstigning enklere.

Modell P har også en høyere setehøyde enn andre Eloflex-modeller og passer dermed perfekt for lengre brukere.

Den stabile og kraftige rammekonstruksjonen tillater en maks brukervekt på opptill 160 kg. Det er også mulig å velge å ha et tredje batteri i denne stolen noe som gir mulighet til lengre rekkevidde.



**HJELPEMIDDEL
EKSPERTEN AS**

PRODUKT	ELOFLEX P
Art.nr	7350006080531
Hms.nr	255505
Vekt	34 kg
Max Brukervekt	160 kg
Hastighet	6,5 km/t
Rekkevidde	30 km
Motor	2 x 250W
Batteri	2x Lithium ION 10 ah/24V/240Wh
Batterivekt	1,6 kg
Ladetid	3 timer
Svingradius	85 cm
Sittehøyde m/pute	54 cm
Sittehøyde u/ pute	49 cm
Sittebredde	45 cm
Sittedybde	43-46 cm
Mål	90 cm(H) x 62 cm(B) x 107 cm(D)
Mål sammelagt	74 cm(H) x 62 cm(B) x 40 cm(D)



KONTAKT INFORMASJON

Tlf: +47 906 86 881
 Vassbygdvegen 104
 7501 Stjørdal Norway
 E-mail: post@h-e.no
 www.h-e.no



**HJELPEMIDDEL
 EKSPERTEN AS**

PRODUKT	ART.NR	HMS.NR
Adapter til lading av batteri	7350006080197	
Armlenpolster par	EF-00142	
Armlensveske Eloflex	EF-00148	
Breddejusteringskit 10 cm Eloflex	7350006080968	
Breddejusteringskit 5 cm Eloflex	7350006080784	
Krykkeholder m/kopp, stk, Eloflex	EF-00115	243945
Ledsagerstyring Eloflex A	7350006083204	291228
Armlensveske SD Eloflex	7350006081477	
Nakkestøtte kpl med feste, Eloflex	7350006080241	244821
Pute 10 cm, Eloflex	7350006080913	253570
Pute Airpad(Komfort), Eloflex	7350006080791	
Regntrekk, Eloflex	EF-00139	
Seteveske Eloflex	EF-00149	
Transportveske fire hjul Eloflex	7350006081255	
Trekk til transport, Eloflex	7350006080050	244189
Lasterampe	7350006081507	